

95x210mm

Tolaccea

Hot & Cold Therapy Compression Ice Foot Sleeve



HOT THERAPY



COLD THERAPY



www.tolaccea.com
service@tolaccea.com



WARNING:
To avoid danger of suffocation, keep this away from children and babies!

[EC] [REP] Company Name: REPLAB SARL
Address and Post Code: 99 AVENUE ACHILLE
PERETTI 92200 NEUILLY-SUR-SEINE France
Contact: XIAOLAN LIU
Phone: +33767189223
Email: EUREP@REPLAB.CC

[UK] [REP] Company Name: REPLAB CONSULTING LTD
Address and Post Code: 376 NEWPORT ROAD CARDIFF,
WALES, CF23 9AE
Contact: HUIHUA LU
Phone: +447395577022
Email: UKREP@REPLAB.CC



UK/US/CA

FUNCTIONS

1. Tolaccea hot & Cold therapy ice foot sleeve provides 360° coverage;
2. The flexible ice foot sleeve is in ergonomic designs perfect for foot and it is wearable without straps;
3. This ice foot sleeve is reusable, also microwave and freezer safe, allowing you to use hot or cold therapy depending on your needs;
4. The ice foot sleeve is made of non-toxic material, latex-free, and leak proof, with no smells after use.
5. It can help to relief pain for : achilles tendonitis, plantar fasciitis, sprained ankles or feet

OPERATION INSTRUCTION

- 1.Cold therapy**
- Place the foot sleeve flat in a refrigerator at -20 °C for 1-2 hours for immediate use. If colder temperature needed, frozen it longer with lower temperature.
 - Take out the foot sleeve from freezer, wipe off the moisture and pull it over the required area.
 - Wear foot sleeve and keep in place for approximately 15-20 minutes
- 2.Hot therapy**
- Start with room temperature pack, place the foot sleeve flat in microwave with a clean plate.
 - Microwave the foot sleeve for 10 seconds, if more heat is needed microwave in 5 second increments.
 - Wear it and keep in place for approximately 15-20 minutes

HOW TO CLEAN IT

Hand wash with damp towel. Do not submerge sleeve in water. Lay flat and air dry, do not machine wash.

WARNING!

- 1.Limit cold/hot therapy to 30 minutes to prevent frostbite or burns. If not cold enough, refreeze at -20°C.
- 2.Do not microwave over 45 seconds. Check temperature before use; cool if too hot to avoid burns.
- 3.Repeated heating may dry out the gel, reducing lifespan. Monitor while microwaving to avoid overheating. Air dry if damp—never use a dryer.
- 4.For external use only. Avoid areas with poor circulation, open wounds, or infections unless advised by a professional.
- 5.If gel contacts skin, wash thoroughly. Seek medical advice for injuries, and discontinue if discomfort persists.
- 6.Store in therapy wrap when not in use to prevent condensation. Ensure dry before storage.
- 7.Keep away from children and pets.

AFTER SALE

Tolaccea guarantees 1 year warranty for the quality problem. Any questions please freely email us: service@tolaccea.com

DE

FUNKTIONEN

1. Tolaccea Hot & Cold Therapie Eisfußmanschette bietet 360 ° Abdeckung;
2. Die flexible Eisfußhülle ist in ergonomischem Design perfekt für den Fuß und ohne Riemen tragbar.
3. Diese Eisfußmanschette ist wiederverwendbar, auch mikrowellen- und gefriersicher, sodass Sie je nach Bedarf eine Heiß- oder Kältetherapie durchführen können.
4. Die Eisfußmanschette besteht aus ungiftigem Material, ist latexfrei und auslaufsicher und riecht nach Gebrauch nicht.
5. Es kann helfen, Schmerzen zu lindern bei: Achillessehnenentzündung, Plantarfasziitis, verstauchten Knöcheln oder Füßen

BEDIENUNGSANLEITUNG

- 1.Kalte Therapie**
- Legen Sie die Fußmanschette 1-2 Stunden lang flach in den Kühlschrank bei -20 ° C, um sie sofort zu verwenden. Wenn eine kältere Temperatur erforderlich ist, frieren Sie sie länger bei niedrigerer Temperatur ein.
 - Nehmen Sie die Fußmanschette aus dem Gefrierschrank, wischen Sie die Feuchtigkeit ab und ziehen Sie sie über den gewünschten Bereich.
 - Fußmanschette tragen und ca. 15-20 Minuten an Ort und Stelle halten
- 2. Heiße Therapie**
- Starten Sie mit dem Raumtemperaturpaket und legen Sie die Fußmanschette mit einer sauberen Platte flach in die Mikrowelle.
 - Mikrowellen Sie die Fußmanschette 10 Sekunden lang, wenn mehr Wärme benötigt wird. Mikrowelle in Schritten von 5 Sekunden.
 - Tragen Sie es und halten Sie es ca. 15-20 Minuten an Ort und Stelle

WIE MAN ES REINIGT

Handwäsche mit feuchtem Handtuch. Tauchen Sie die Hülle nicht in Wasser. Flach legen und an der Luft trocknen, nicht in der Maschine waschen.

WARNUNG!

- 1.Kälte-Wärmetherapie max. 30 Minuten anwenden. Bei zu geringer Kälte, länger bei -20°C einfrieren.
- 2.Mikrowelle max. 45 Sekunden. Temperatur prüfen; bei Überhitzung abkühlen lassen.
- 3.Wiederholtes Erhitzen kann Gel austrocknen. Überwachen; bei Feuchtigkeit lufttrocknen.
- 4.Nur äußerlich anwenden. Nicht auf schlecht durchblutete, offene oder infizierte Haut auftragen.
- 5.Bei Hautkontakt Gel abwaschen. Anwendung bei anhaltendem Unwohlsein stoppen.
- 6.Zur Vermeidung von Kondenswasser im Therapieschutz aufbewahren, trocken lagern.
- 7.Von Kindern und Haustieren fernhalten.

NACH DEM VERKAUF

Tolaccea garantiert 1 Jahr Garantie für das Qualitätsproblem. Bei Fragen senden Sie uns bitte eine E-Mail: service@tolaccea.com

FR

LES FONCTIONS

1. Le manchon de pied de glace de thérapie chaude et froide de Tolaccea offre une couverture à 360 °;
2. Le manchon de pied de glace flexible est dans des conceptions ergonomiques parfaites pour le pied et il est portable sans sangles ;
3. Ce manchon de pied de glace est réutilisable, convient également au micro-ondes et au congélateur, vous permettant d'utiliser une thérapie chaude ou froide en fonction de vos besoins;
4. Le manchon de pied de glace est fabriqué dans un matériau non toxique, sans latex et étanche, sans odeur après utilisation.
5. Il peut aider à soulager la douleur pour: tendinite d'Achille, fasciite plantaire, foulures aux chevilles ou aux pieds

INSTRUCTION D'OPÉRATION

- 1. thérapie par le froid**
- Placez le manchon de pied à plat dans un réfrigérateur à -20 ° C pendant 1 à 2 heures pour une utilisation immédiate. Si une température plus froide est nécessaire, congélez-la plus longtemps à une température plus basse.
 - Sortez le manchon de pied du congélateur, essuyez l'humidité et tirez-le sur la zone requise.
 - Portez le manchon de pied et maintenez-le en place pendant environ 15-20 minutes.
- 2. thérapie à chaud**
- Commencez avec le pack de température ambiante, placez le manchon de pied à plat dans le micro-ondes avec une assiette propre.
 - Faites chauffer le manchon de pied au micro-ondes pendant 10 secondes, si vous avez besoin de plus de chaleur, micro-ondes par incréments de 5 secondes.
 - Portez-le et maintenez-le en place pendant environ 15-20 minutes

COMMENT LE NETTOYER

Lavage à la main avec une serviette humide. Ne plongez pas le manchon dans l'eau. Poser à plat et sécher à l'air, ne pas laver en machine.

AVERTISSEMENT!

- 1.Thérapie max. 30 min. Congeler plus longtemps à -20°C si pas assez froid.
- 2.Micro-ondes max. 45 s. Vérifier la température pour éviter les brûlures.
- 3.Réchauffage répété sèche le gel. Surveiller et laisser sécher à l'air si humide.
- 4.Usage externe uniquement. Éviter peaux fragiles, blessures ou infections.
- 5.Laver la peau en cas de contact. Arrêter en cas d'inconfort.
- 6.Stocker dans la housse, bien sec.
- 7.Tenir hors de portée des enfants et animaux.

APRÈS VENTE

Tolaccea garantit 1 an de garantie pour le problème de qualité. Pour toute question, veuillez nous envoyer un courriel librement: service@tolaccea.com

IT

FUNZIONI

1. Tolaccea caldo e freddo manico del piede di ghiaccio terapia fornisce una copertura a 360 °;
2. Il gambiale flessibile per il ghiaccio ha un design ergonomico perfetto per il piede ed è indossabile senza cinghie;
3. Questa custodia per il ghiaccio è riutilizzabile, adatta anche al microonde e al congelatore, consentendo di utilizzare la terapia calda o fredda a seconda delle esigenze;
4. Il manico del piede del ghiaccio è realizzato in materiale atossico, privo di lattice ea prova di perdite, senza odori dopo l'uso.
5. Può aiutare ad alleviare il dolore per: tendinite di Achille, fascite plantare, distorsione alle caviglie o ai piedi.

ISTRUZIONI DI FUNZIONAMENTO

- 1. Terapia fredda**
- Posizionare la guaina del piede in frigorifero a -20 ° C per 1-2 ore per un utilizzo immediato. Se è necessaria una temperatura più fredda, congelarlo più a lungo con una temperatura più bassa.
 - Estrarre la guaina per i piedi dal congelatore, asciugare l'umidità e tirarla sull'area richiesta.
 - Indossare il manico del piede e tenerlo in posizione per circa 15-20 minuti
- 2. Terapia calda**
- Iniziare con il pacchetto a temperatura ambiente, posizionare la guaina del piede in piano nel microonde con un piatto pulito.
 - Microonde la guaina per 10 secondi, se è necessario più calore, microonde con incrementi di 5 secondi.
 - Indossalo e tienilo in posizione per circa 15-20 minuti.

COME PULIRLO

Lavare a mano con un panno umido. Non immergere la manica in acqua. Lay piatto e aria secca, non lavare in lavatrice.

AVVERTENZA!

- 1.Terapia max 30 min. Congelare più a lungo a -20°C se non è abbastanza freddo.
- 2.Microonde max 45 sec. Controllare temperatura, raffreddare se troppo caldo.
- 3.Riscaldati ripetuti seccano il gel. Monitorare e lasciare asciugare all'aria se umido.
- 4.Solo uso esterno. Evitare pelle fragile, ferite o infezioni.
- 5.Lavare pelle in caso di contatto. Sospendere se persiste disagio.
- 6.Conservare nella custodia, asciutto.
- 7.Tenere lontano da bambini e animali.

DOPO VENDITA

Tolaccea garantisce 1 anno di garanzia per il problema di qualità. Per qualsiasi domanda, scrivici liberamente a: service@tolaccea.com

ES

FUNCIONES

1. La funda de hielo para terapia de frío y calor de Tolaccea proporciona una cobertura de 360 °;
2. La funda flexible para pies de hielo tiene un diseño ergonómico perfecto para el pie y se puede usar sin correas;
3. Esta funda para pies de hielo es reutilizable, también apta para microondas y congelador, lo que le permite usar terapia de frío o calor según sus necesidades;
4. La funda del pie de hielo está hecha de material no tóxico, sin látex y a prueba de fugas, sin olores después de su uso. Puede ayudar a aliviar el dolor de: tendinitis de Aquiles, fascitis plantar, esguince de tobillos o pies.

INSTRUCCIÓN DE OPERACIÓN

- 1.Terapia de frío**
- Coloque la funda del pie en un refrigerador a -20 ° C durante 1-2 horas para su uso inmediato. Si necesita una temperatura más fría, congélelo por más tiempo con una temperatura más baja.
 - Saque la funda del pie del congelador, limpie la humedad y tire de ella sobre el área requerida.
 - Use la manga del pie y manténgala en su lugar durante aproximadamente 15-20 minutos
- 2.Terapia caliente**
- Comience con el paquete a temperatura ambiente, coloque la funda del pie en el microondas con un plato limpio.
 - Microondas la manga del pie durante 10 segundos, si se necesita más calor, microondas en incrementos de 5 segundos.
 - Úselo y manténgalo en su lugar durante aproximadamente 15-20 minutos

COMO LIMPIARLO

Lavar a mano con una toalla húmeda. No sumerja la manga en agua. Colóquelo plano y séquelo al aire, no lo lave a máquina.

¡ADVERTENCIA!

- 1.Terapia máx. 30 min. Congelar a -20°C si no está suficientemente frío.
- 2.Microondas máx. 45 seg. Comprobar temperatura; enfriar si está muy caliente.
- 3.Recalentado repetido seca el gel. Vigilar y secar al aire si está húmedo.
- 4.Solo uso externo. Evitar zonas frágiles, heridas o infecciones.
- 5.Lavar la piel si hay contacto. Suspender si hay malestar.
- 6.Guardar en funda terapéutica, bien seco.
- 7.Mantener fuera del alcance de niños y mascotas.

DESPUÉS DE LA VENTA

Tolaccea garantiza 1 año de garantía por el problema de calidad. Cualquier pregunta por favor envienos un correo electrónico a: service@tolaccea.com