

10*15cm

Tolaccea

3D

SHOULDER ICE PACK COOLING GEL BRACE

PRODUCT MANUAL



HOT PRODUCTS



Elbow & Knee Compression Sleeve Ice Pack
Colour: Black, Blue
Size: S, M, L, XL; Unisex



Ankle Foot Ice Pack Wrap
Colour: Black, Blue
Size: L, XL; Unisex



Stress Relief Balls
Color: Black, Blue, Light Blue
Size: 2.4in



Ankle Foot Ice Pack Wrap
Colour: Black, Blue
Size: L, XL; Unisex



Half Finger Arthritis Compression Ice Glove
Colour: Black
Size: S, M; Unisex



Reusable Gel Cold Therapy Sock
Colour: Black
Size: M, L; Unisex



Thumb Wrist Ice Pack with Adjustable Wrist Strap
Cour: Black
Size: One size fits all; Unisex



Foot Ice Packs Big Toe for Pain Relief
Colour: Black
Size: One size fits all; Unisex



Wrist Ice Pack Wrap
Colour: Black
Size: S, M; Unisex



Foot Ice Pack for Toes
Colour: Black
Size: One size fits all; Unisex



3D SHOULDER ICE PACK COOLING GEL BRACE
Colour: Black
Size: Universal, L Unisex

- EN -

DESCRIPTION

Experience effective pain relief with advanced 3D thickened gel technology, providing long-lasting cold therapy. For extended cooling, add the included frozen gel packs for enhanced compression and double the cooling effect. Perfect for reducing swelling, muscle pain, injuries, and aiding post-surgery recovery.

HOT THERAPY INSTRUCTIONS

- Microwave the product for 50 seconds to 1 minute at 700 watts. Test for comfort.
- If additional heat is needed, flip the product and heat in 10-second intervals, up to 1 minute per side.

COLD THERAPY INSTRUCTIONS

- Freeze the shoulder gel brace at -20°C for 1-2 hours.
- For enhanced cooling, insert the included liquid gel packs.
- Wipe off any moisture before applying for 10 minutes or as needed.

CARE INSTRUCTION:

Use damp cloth to wipe down. Lay flat and air dry. Do not wash, bleach, dry clean or iron.

WHAT IN BOX:

Shoulder Gel Brace × 1 / Extra Frozen Gel × 1 / Velcro Straps × 1

WARNING!

1. Limit cold/hot therapy to 30 minutes to prevent frostbite or burns. If not cold enough, refreeze at -20°C.
2. Do not microwave over 45 seconds. Check temperature before use; cool if too hot to avoid burns.
3. Repeated heating may dry out the gel, reducing lifespan. Monitor while microwaving to avoid overheating. Air dry if damp—never use a dryer.
4. For external use only. Avoid areas with poor circulation, open wounds, or infections unless advised by a professional.
5. If gel contacts skin, wash thoroughly. Seek medical advice for injuries, and discontinue if discomfort persists.
6. Store in therapy wrap when not in use to prevent condensation. Ensure dry before storage.
7. Keep away from children and pets.

AFTER SALE

Tolaccea guarantees 1 year warranty for the quality problem. Any questions please freely email us.service@tolaccea.com.

- DE -

BESCHREIBUNG

Erleben Sie effektive Schmerzlinderung mit fortschrittlicher 3D-dicker Geltechnologie, die langanhaltende Kältetherapie bietet. Für eine verlängerte Kühlung fügen Sie die mitgelieferten gefrorenen Gelpacks hinzu, um die Kompression zu verstärken und die Kühlwirkung zu verdoppeln. Ideal zur Reduzierung von Schwellungen, Muskelschmerzen, Verletzungen und zur Unterstützung der Genesung nach Operationen.

ANLEITUNG FÜR WÄRMEBEHANDLUNG

- Erwärmen Sie das Produkt 50 Sekunden bis 1 Minute bei 700 Watt in der Mikrowelle. Testen Sie die Temperatur auf Komfort.
- Falls zusätzliche Wärme benötigt wird, drehen Sie das Produkt um und erhitzen Sie es in 10-Sekunden-Intervallen, maximal 1 Minute pro Seite.

ANLEITUNG FÜR KÄLTETHERAPIE

- Legen Sie die Schulter-Gel-Bandage für 1-2 Stunden bei -20°C in den Gefrierschrank.
- Für verbesserte Kühlung fügen Sie die mitgelieferten Gelpacks hinzu.
- Entfernen Sie Feuchtigkeit, bevor Sie die Bandage für 10 Minuten oder nach Bedarf anwenden.

PFLEGEHINWEISE

Mit einem feuchten Tuch abwischen. Flach hinlegen und an der Luft trocknen lassen. Nicht waschen, bleichen, chemisch reinigen oder bügeln.

LIEFERUMFANG

Schulter-Gel-Bandage x1 / Zusätzliches gefrorenes Gel x1 / Klettbinden x1

WARNUNG!

1. Begrenzen Sie die Kälte-/Wärmetherapie auf 30 Minuten, um Erfrierungen oder Verbrennungen zu vermeiden. Wenn nicht kalt genug, erneut bei -20°C einfrieren.
2. Nicht länger als 45 Sekunden in der Mikrowelle erwärmen. Temperatur vor Gebrauch prüfen; bei zu großer Hitze abkühlen lassen, um Verbrennungen zu vermeiden.
3. Wiederholtes Erhitzen kann das Gel austrocknen und die Lebensdauer verkürzen. Während des Erhitzens beobachten, um Überhitzung zu vermeiden. Wenn feucht, an der Luft trocknen lassen – keinen Trockner verwenden.
4. Nur zur äußerlichen Anwendung. Nicht auf Stellen mit schlechter Durchblutung, offenen Wunden oder Infektionen anwenden, es sei denn, ein Fachmann rät dazu.
5. Bei Kontakt des Gels mit der Haut gründlich abwaschen. Bei anhaltendem Unbehagen oder Verletzungen einen Arzt aufsuchen.
6. Im Therapieverband aufbewahren, um Kondensation zu vermeiden. Vor der Lagerung sicherstellen, dass es trocken ist.
7. Von Kindern und Haustieren fernhalten.

NACHVERKAUFSSERVICE

Tolaccea gewährt 1 Jahr Garantie bei Qualitätsproblemen. Bei Fragen senden Sie uns bitte eine E-Mail: service@tolaccea.com.

- FR -

DESCRIPTION

Profitez d'un soulagement efficace de la douleur grâce à la technologie avancée de gel épais 3D, offrant une thérapie par le froid durable. Pour une durée de refroidissement prolongée, ajoutez les packs de gel congelés inclus pour une compression renforcée et un effet doublement rafraîchissant. Idéal pour réduire les gonflements, les douleurs musculaires, les blessures et pour favoriser la récupération après une chirurgie.

INSTRUCTIONS POUR LA THÉRAPIE PAR CHALEUR

- Chauffez le produit au micro-ondes pendant 50 secondes à 1 minute à 700 watts. Testez la température pour le confort.
- Si une chaleur supplémentaire est nécessaire, retournez le produit et chauffez par intervalles de 10 secondes, jusqu'à 1 minute maximum par côté.

INSTRUCTIONS POUR LA THÉRAPIE PAR FROID

- Placez la compresse en gel pour l'épaule au congélateur à -20°C pendant 1 à 2 heures.
- Pour un refroidissement renforcé, insérez les packs de gel liquide inclus.
- Essuyez l'humidité avant de l'appliquer pendant 10 minutes ou selon les besoins.

INSTRUCTIONS D'ENTRETIEN

Nettoyez avec un chiffon humide. Laissez sécher à plat à l'air libre. Ne pas laver, blanchir, nettoyer à sec ou repasser.

CONTENU DE L'EMBALLAGE

Compresse en gel pour l'épaule x1 / Gel congelé supplémentaire x1 / Bandes Velcro x1

AVERTISSEMENTS

1. Limitez la thérapie par chaud/froid à 30 minutes pour éviter les engelures ou les brûlures. Si ce n'est pas assez froid, recongelez à -20°C.
2. Ne chauffez pas au micro-ondes pendant plus de 45 secondes. Vérifiez la température avant utilisation; laissez refroidir si trop chaud pour éviter les brûlures.
3. Les réchauffages répétés peuvent assécher le gel et réduire sa durée de vie. Surveillez lors du chauffage pour éviter la surchauffe. Laissez sécher à l'air libre en cas d'humidité; ne pas utiliser de sèche-linge.
4. Usage externe uniquement. Évitez les zones à mauvaise circulation, les plaies ouvertes ou les infections, sauf avis médical.
5. En cas de contact du gel avec la peau, lavez abondamment. Consultez un médecin si l'inconfort persiste ou en cas de blessure.
6. Rangez dans l'enveloppe thérapeutique lorsqu'il n'est pas utilisé pour éviter la condensation. Assurez-vous qu'il soit sec avant de le ranger.
7. Gardez hors de portée des enfants et des animaux domestiques.

SERVICE APRÈS-VENTE

Tolaccea offre une garantie d'un an pour tout problème de qualité. Pour toute question, veuillez nous écrire à : service@tolaccea.com.

- IT -

DESCRIZIONE

Prova un sollievo efficace dal dolore grazie alla tecnologia avanzata del gel ispessito 3D, che offre una terapia del freddo di lunga durata. Per una maggiore durata del raffreddamento, aggiungi i gel pack congelati inclusi per una compressione potenziata e un doppio effetto rinfrescante. Perfetto per ridurre gonfiore, dolori muscolari, lesioni e per favorire il recupero post-operatorio.

ISTRUZIONI PER LA TERAPIA A CALDO

- Scalda il prodotto nel microonde per 50 secondi a 1 minuto a 700 watt. Testa la temperatura per il comfort.
- Se serve più calore, gira il prodotto e riscalda a intervalli di 10 secondi, fino a un massimo di 1 minuto per lato.

ISTRUZIONI PER LA TERAPIA A FREDDO

- Congela la fascia in gel per spalla a -20°C per 1-2 ore.
- Per un raffreddamento potenziato, inserisci i gel pack liquidi inclusi.
- Asciuga l'umidità prima di applicare per 10 minuti o secondo necessità.

ISTRUZIONI PER LA CURA

Pulisci con un panno umido. Lascia asciugare all'aria su una superficie piana. Non lavare, candeggiare, lavare a secco o stirare.

CONTENUTO DELLA CONFEZIONE

Fascia in gel per spalla x1 / Gel congelato extra x1 / Cinghie in velcro x1

AVVERTENZE!

1. Limita la terapia caldo/freddo a 30 minuti per evitare congelamento o ustioni. Se non è abbastanza freddo, ricongela a -20°C.
2. Non scaldare nel microonde per più di 45 secondi. Controlla la temperatura prima dell'uso; lascia raffreddare se troppo caldo per evitare ustioni.
3. Riscaldamenti ripetuti possono asciugare il gel e ridurne la durata. Monitora il processo per evitare il surriscaldamento. Lascia asciugare all'aria se umido; non usare asciugatrici.
4. Solo per uso esterno. Evita aree con cattiva circolazione, ferite aperte o infezioni, a meno che consigliato da un professionista.
5. In caso di contatto del gel con la pelle, lavare abbondantemente. Consulta un medico in caso di disagio persistente o lesioni.
6. Conserva nel supporto per terapia quando non in uso per evitare condensa. Assicurati che sia asciutto prima di riporlo.
7. Tenere lontano dalla portata di bambini e animali domestici.

ASSISTENZA POST-VENDITA

Tolaccea garantisce 1 anno di garanzia per problemi di qualità. Per domande, invia una e-mail a : service@tolaccea.com.

- ES -

DESCRIPCIÓN

Experimenta un alivio efectivo del dolor con la avanzada tecnología de gel 3D engrosado, que proporciona terapia fría de larga duración. Para un enfriamiento prolongado, añade los paquetes de gel congelados incluidos para una compresión mejorada y un efecto doblemente refrescante. Ideal para reducir inflamaciones, dolores musculares, lesiones y ayudar en la recuperación postquirúrgica.

INSTRUCCIONES PARA TERAPIA DE CALOR

- Calienta el producto en el microondas durante 50 segundos a 1 minuto a 700 vatios. Prueba la temperatura para mayor comodidad.
- Si necesitas más calor, volteas el producto y calienta en intervalos de 10 segundos, hasta un máximo de 1 minuto por lado.

INSTRUCCIONES PARA TERAPIA DE FRÍO

- Congela la abrazadera de gel para el hombro a -20°C durante 1-2 horas.
- Para un enfriamiento mejorado, inserta los paquetes de gel líquidos incluidos.
- Elimina la humedad antes de aplicar durante 10 minutos o según sea necesario.

INSTRUCCIONES DE CUIDADO

Limpia con un paño húmedo. Déjalo secar al aire en posición plana. No lavar, blanquear, limpiar en seco ni planchar.

CONTENIDO DEL PAQUETE

Abrazadera de gel para el hombro x1 / Gel congelado adicional x1 / Correas de velcro x1

ADVERTENCIAS

1. Limita la terapia de frío/calor a 30 minutos para evitar quemaduras o congelaciones. Si no está lo suficientemente frío, vuelve a congelar a -20°C.
2. No calentar en el microondas por más de 45 segundos. Verifica la temperatura antes de usar; enfría si está demasiado caliente para evitar quemaduras.
3. Recalentamientos repetidos pueden secar el gel y reducir su vida útil. Supervisa mientras calientas para evitar sobrecalentamiento. Si está húmedo, deja secar al aire; no uses secadora.
4. Solo para uso externo. Evita áreas con mala circulación, heridas abiertas o infecciones, salvo recomendación médica.
5. Si el gel entra en contacto con la piel, lávate bien. Consulta a un médico si el malestar persiste o si hay lesiones.
6. Guarda en la funda de terapia cuando no esté en uso para evitar condensación. Asegúrate de que esté seco antes de almacenarlo.
7. Mantener fuera del alcance de niños y mascotas.

SERVICIO POSTVENTA

Tolaccea garantiza 1 año de garantía por problemas de calidad. Para cualquier pregunta, envíanos un correo electrónico: service@tolaccea.com.

Tolaccea



www.tolaccea.com



@tolaccea



#tolaccea



service@tolaccea.com

EC REP

Company Name: REPLAB SARL

Address and Post Code: 99 AVENUE ACHILLE PERETTI

92200 NEUILLY-SUR-SEINE France

Email: EUREP@REPLAB.CC

Phone: +33767189223

Contact: XIAOLAN LIU

UK REP

Company Name: REPLAB CONSULTING LTD

Address and Post Code: 376 NEWPORT ROAD

CARDIFF, WALES, CF23 9AE

Email: UKREP@REPLAB.CC

Phone: +447395577022

Contact: HUIHUA LU



Made in China/Hergestellt in China/Fabriqueé en Chine
/Fatto in Cina/Hecho en China