

21\*9.5cm

Tolaccea

3D DOUBLE COLDFOCUS

GEL COLD EYE MASK



PRODUCT MANUAL

## HOT PRODUCTS



**Elbow & Knee Compression Sleeve Ice Pack**  
Colour: Black, Blue  
Size: S, M, L, XL; Unisex



**Ankle Foot Ice Pack Wrap**  
Colour: Black, Blue  
Size: L, XL; Unisex



**Full Leg Ice Pack**  
Colour: Black;  
SIZE: Universal;L;  
Unisex



**3D SHOULDER ICE PACK COOLING GEL BRACE**  
Colour: Black  
Size: Universal, L  
Unisex



**Half Finger Arthritis Compression Ice Glove**  
Colour: Black  
Size:S, M; Unisex



**Reusable Gel Cold Therapy Sock**  
Colour: Black  
Size: M, L; Unisex



**Thumb Wrist Ice Pack with Adjustable Wrist Strap**  
Colour: Black  
Size: One size fits all; Unisex



**Foot Ice Packs Big Toe for Pain Relief**  
Colour: Black  
Size: One size fits all; Unisex



**Wrist Ice Pack Wrap**  
Colour: Black  
Size: S, M; Unisex



**Foot Ice Pack for Toes**  
Colour: Black  
Size: One size fits all; Unisex



**3D Ankle Ice Pack**  
Colour: Black PRO;  
SIZE: L,XL;  
Unisex



**3D Elbow&Knee Ice Pack**  
Colour: Black PRO;  
SIZE: S,M,L,XL;  
Unisex

- EN -

### DESCRIPTION

Experience soothing eye relief with 3D enhanced cooling gel design, delivering deep, long-lasting cold therapy. For intensified cooling and comfort, frozen gel packs to increase compression and maximize the chill. Ideal for relieving eye fatigue, puffiness, dark circles, migraines, and post-surgery recovery.

### HOT THERAPY INSTRUCTIONS

- Microwave the product for 20-25 seconds at 700 watts. Test for comfort.
- If additional heat is needed, flip the product and heat in 10-second intervals, up to 1 minute per side.

### COLD THERAPY INSTRUCTIONS

- Freeze the 3D eye mask at -20°C for 1-2 hours.
- For enhanced cooling, insert the included liquid gel packs.
- Wipe off any moisture before applying for 10 minutes or as needed.

### CARE INSTRUCTION

Use damp cloth to wipe down. Lay flat and air dry. Do not wash, bleach, dry clean or iron.

### WHAT IN BOX

3D Eye Mask\*1  
Eye Mask Product Instruction\*1

### WARNING!

1. Limit cold/hot therapy to 30 minutes to prevent frostbite or burns. If not cold enough, refreeze at -20°C.
2. Do not microwave over 45 seconds. Check temperature before use; cool if too hot to avoid burns.
3. Repeated heating may dry out the gel, reducing lifespan. Monitor while microwaving to avoid overheating. Air dry if damp—never use a dryer.
4. For external use only. Avoid areas with poor circulation, open wounds, or infections unless advised by a professional.
5. If gel contacts skin, wash thoroughly. Seek medical advice for injuries, and discontinue if discomfort persists.
6. Store in therapy wrap when not in use to prevent condensation. Ensure dry before storage.
7. Keep away from children and pets.

### AFTER SALE

Tolaccea guarantees 1 year warranty for the quality problem. Any questions please freely email us: service@tolaccea.com.

- DE -

### BESCHREIBUNG

Erleben Sie wohltuende Linderung für die Augen mit dem 3D-verbesserten Kühlgel-Design, das eine tiefenwirksame, lang anhaltende Kältetherapie bietet. Für eine intensivere Kühlung und besseren Komfort verwenden Sie die gefrorenen Gelpacks, um die Kompression zu erhöhen und den Kühleffekt zu maximieren. Ideal zur Linderung von Augenmüdigkeit, Schwellungen, Augenringen, Migräne und zur Erholung nach Operationen.

### ANLEITUNG FÜR WÄRMETHERAPIE

- Produkt für 20–25 Sekunden bei 700 Watt in der Mikrowelle erwärmen. Vor der Anwendung auf angenehme Temperatur prüfen.
- Falls zusätzliche Wärme benötigt wird, Produkt wenden und in 10-Sekunden-Intervallen erhitzen, maximal 1 Minute pro Seite.

### ANLEITUNG FÜR KÄLTETHERAPIE

- Das Gelkissen bei -20 °C für 1–2 Stunden einfrieren.
- Für verstärkte Kühlung die beigefügten Gelpacks einsetzen.
- Feuchtigkeit vor der Anwendung abwischen und 10 Minuten (oder nach Bedarf) anwenden.

### PFLEGEHINWEISE

Mit einem feuchten Tuch abwischen. Flach auslegen und an der Luft trocknen lassen. Nicht waschen, bleichen, chemisch reinigen oder bügeln.

### LIEFERUMFANG

1x 3D-Augenmaske  
1x Gebrauchsanleitung

### WARNUNG!

1. Begrenzen Sie die Kälte-/Wärmetherapie auf 30 Minuten, um Erfrierungen oder Verbrennungen zu vermeiden. Wenn nicht kalt genug, erneut bei -20°C einfrieren.
2. Nicht länger als 45 Sekunden in der Mikrowelle erwärmen. Temperatur vor Gebrauch prüfen; bei zu großer Hitze abkühlen lassen, um Verbrennungen zu vermeiden.
3. Wiederholtes Erhitzen kann das Gel austrocknen und die Lebensdauer verkürzen. Während des Erhitzens beobachten, um Überhitzung zu vermeiden. Wenn feucht, an der Luft trocknen lassen – keinen Trockner verwenden.
4. Nur zur äußerlichen Anwendung. Nicht auf Stellen mit schlechter Durchblutung, offenen Wunden oder Infektionen anwenden, es sei denn, ein Fachmann rät dazu.
5. Bei Kontakt des Gels mit der Haut gründlich abwaschen. Bei anhaltendem Unbehagen oder Verletzungen einen Arzt aufsuchen.
6. Im Therapieverband aufbewahren, um Kondensation zu vermeiden. Vor der Lagerung sicherstellen, dass es trocken ist.
7. Von Kindern und Haustieren fernhalten.

### NACHVERKAUFSERVICE

Tolaccea gewährt 1 Jahr Garantie bei Qualitätsproblemen. Bei Fragen senden Sie uns bitte eine E-Mail: service@tolaccea.com.

- FR -

### DESCRIPTION

Profitez d'un soulagement apaisant des yeux grâce à une conception 3D améliorée avec gel rafraîchissant, offrant une thérapie par le froid en profondeur et de longue durée. Pour un effet de refroidissement intensifié et un meilleur confort, insérez les poches de gel congelé fournies pour augmenter la compression et maximiser le froid. Idéal pour soulager la fatigue oculaire, les poches, les cernes, les migraines et après une intervention chirurgicale.

### INSTRUCTIONS POUR LA THÉRAPIE CHAUDE

- Chauffez le produit au micro-ondes pendant 20 à 25 secondes à 700 watts. Vérifiez la température.
- Si besoin, retournez-le et chauffez par intervalles de 10 secondes, jusqu'à 1 minute par côté.

### INSTRUCTIONS POUR LA THÉRAPIE FROIDE

- Placez le masque au congélateur à -20°C pendant 1 à 2 heures.
- Pour un effet plus intense, insérez les poches de gel liquide fournies.
- Essuyez toute humidité avant l'application pendant 10 minutes ou selon les besoins.

### CONSEILS D'ENTRETIEN

Essuyez avec un chiffon humide. Séchez à plat à l'air libre. Ne pas laver, blanchir, nettoyer à sec ou repasser.

### CONTENU DE LA BOÎTE

1x Maschera per les yeux 3D  
1x Manuel d'utilisation

### AVERTISSEMENTS

1. Limitez la thérapie par chaud/froid à 30 minutes pour éviter les engelures ou les brûlures. Si ce n'est pas assez froid, recongelez à -20°C.
2. Ne chauffez pas au micro-ondes pendant plus de 45 secondes. Vérifiez la température avant utilisation; laissez refroidir si trop chaud pour éviter les brûlures.
3. Les réchauffages répétés peuvent assécher le gel et réduire sa durée de vie. Surveillez lors du chauffage pour éviter la surchauffe. Laissez sécher à l'air libre en cas d'humidité; ne pas utiliser de sèche-linge.
4. Usage externe uniquement. Évitez les zones à mauvaise circulation, les plaies ouvertes ou les infections, sauf avis médical.
5. En cas de contact du gel avec la peau, lavez abondamment. Consultez un médecin si l'inconfort persiste ou en cas de blessure.
6. Rangez dans l'enveloppe thérapeutique lorsqu'il n'est pas utilisé pour éviter la condensation. Assurez-vous qu'il soit sec avant de le ranger.
7. Gardez hors de portée des enfants et des animaux domestiques.

### SERVICE APRÈS-VENTE

Tolaccea offre une garantie d'un an pour tout problème de qualité. Pour toute question, veuillez nous écrire à: service@tolaccea.com.

- IT -

### DESCRIZIONE

Prova un sollievo lenitivo per gli occhi grazie al design 3D con gel refrigerante potenziato, che offre una terapia del freddo profonda e duratura. Per un raffreddamento intensificato e un maggiore comfort, inserisci le confezioni di gel congelato incluse per aumentare la compressione e massimizzare l'effetto rinfrescante. Ideale per alleviare affaticamento oculare, gonfiore, occhiaie, emicranie e per il recupero post-operatorio.

### ISTRUZIONI PER LA TERAPIA CALDA

- Riscaldare il prodotto in microonde per 20–25 secondi a 700 watt. Verificare la temperatura prima dell'uso.
- Se serve più calore, capovolgere il prodotto e scaldare a intervalli di 10 secondi, fino a 1 minuto per lato.

### ISTRUZIONI PER LA TERAPIA FREDDA

- Congelare la maschera a -20°C per 1–2 ore.
- Per un effetto potenziato, inserire i pacchetti di gel liquido inclusi.
- Asciugare l'umidità prima dell'applicazione per 10 minuti o secondo necessità.

### ISTRUZIONI PER LA CURA

Pulire con un panno umido. Lasciare asciugare all'aria in posizione piana. Non lavare, candeggiare, stirare o lavare a secco.

### CONTENUTO DELLA CONFEZIONE

1x Maschera per occhi 3D  
1x Manuale di istruzioni

### AVVERTENZE!

1. Limita la terapia caldo/freddo a 30 minuti per evitare congelamento o ustioni. Se non è abbastanza freddo, ricongela a -20°C.
2. Non scaldare nel microonde per più di 45 secondi. Controlla la temperatura prima dell'uso; lascia raffreddare se troppo caldo per evitare ustioni.
3. Riscaldamenti ripetuti possono asciugare il gel e ridurne la durata. Monitora il processo per evitare il surriscaldamento. Lascia asciugare all'aria se umido; non usare asciugatrici.
4. Solo per uso esterno. Evita aree con cattiva circolazione, ferite aperte o infezioni, a meno che consigliato da un professionista.
5. In caso di contatto del gel con la pelle, lavare abbondantemente. Consulta un medico in caso di disagio persistente o lesioni.
6. Conserva nel supporto per terapia quando non in uso per evitare condensa. Assicurati che sia asciutto prima di riporlo.
7. Tenere lontano dalla portata di bambini e animali domestici.

### ASSISTENZA POST-VENDITA

Tolaccea garantisce 1 anno di garanzia per problemi di qualità. Per domande, invia una e-mail a: service@tolaccea.com.

- ES -

### DESCRIPCIÓN

Experimenta un alivio reconfortante para los ojos con el diseño de gel refrigerante 3D mejorado, que ofrece una terapia fría profunda y duradera. Para mayor frescura y comodidad, inserta las bolsas de gel congelado incluidas para aumentar la compresión y maximizar el efecto frío. Ideal para aliviar la fatiga ocular, hinchazón, ojeras, migrañas y recuperación postoperatoria.

### INSTRUCCIONES PARA LA TERAPIA DE CALOR

- Calienta el producto en el microondas durante 20-25 segundos a 700 vatios. Prueba la temperatura antes de usar.
- Si se necesita más calor, voltear el producto y calienta en intervalos de 10 segundos, hasta 1 minuto por lado.

### INSTRUCCIONES PARA LA TERAPIA DE FRÍO

- Congela la mascarilla a -20°C durante 1-2 horas.
- Para una mayor refrigeración, inserta las bolsas de gel líquido incluidas.
- Seca la humedad antes de aplicarlo durante 10 minutos o según necesidad.

### INSTRUCCIONES DE CUIDADO

Limpia con un paño húmedo. Déjalo secar al aire en posición horizontal. No lavar, blanquear, planchar ni limpiar en seco.

### CONTENIDO DE LA CAJA

1x Máscara ocular 3D  
1x Manual de instrucciones

### ADVERTENCIAS

1. Limita la terapia de frío/calor a 30 minutos para evitar quemaduras o congelaciones. Si no está lo suficientemente frío, vuelve a congelar a -20°C.
2. No calentar en el microondas por más de 45 segundos. Verifica la temperatura antes de usar; enfría si está demasiado caliente para evitar quemaduras.
3. Recalentamientos repetidos pueden secar el gel y reducir su vida útil. Supervisa mientras calientas para evitar sobrecalentamiento. Si está húmedo, deja secar al aire; no uses secadora.
4. Solo para uso externo. Evita áreas con mala circulación, heridas abiertas o infecciones, salvo recomendación médica.
5. Si el gel entra en contacto con la piel, lávate bien. Consulta a un médico si el malestar persiste o si hay lesiones.
6. Guarda en la funda de terapia cuando no esté en uso para evitar condensación. Asegúrate de que esté seco antes de almacenarlo.
7. Mantener fuera del alcance de niños y mascotas.

### SERVICIO POSTVENTA

Tolaccea garantiza 1 año de garantía por problemas de calidad. Para cualquier pregunta, envíanos un correo electrónico: service@tolaccea.com.

Tolaccea



www.tolaccea.com



@tolaccea



#tolaccea



service@tolaccea.com

EC REP

Company Name: REPLAB SARL  
Address and Post Code: 99 AVENUE  
ACHILLE PERETTI 92200  
NEUILLY-SUR-SEINE France  
Email: EUREP@REPLAB.CC  
Phone: +33767189223  
Contact: XIAOLAN LIU

UK REP

Company Name: REPLAB CONSULTING LTD  
Address and Post Code: 376 NEWPORT  
ROAD CARDIFF, WALES, CF23 9AE  
Email: UKREP@REPLAB.CC  
Phone: +447395577022  
Contact: HUIHUA LU



quel'alredemesdechets.fr

Made in China/Hergestellt in China/Fabriqueé en Chine/Fatto in Cina/Hecho en China