

10*21cm

Tolaccea

OPERATION INSTRUCTION

Hot & Cold Therapy Wrist Compression Sleeve



Tolaccea Hot Selling Gel Ice Packs



Tolaccea Ankle Ice Pack Wrap PRO

Colour: Black
Size: L, XL; Unisex



Elbow & Knee Compression Sleeve Ice Pack

Colour: Black - Blue
Size: S - M - L - XL; Unisex



Shoulder Ice Pack Rotator Cuff Cold Therapy

Colour: Black
Size: One size fits all; Unisex



Half Finger Arthritis Compression Ice Glove

Colour: Black
Size: S - M - L; Unisex



Thumb Wrist Ice Pack with Adjustable Wrist Strap

Colour: Black
Size: One size fits all; Unisex



Wrist Ice Pack Wrap

Colour: Black - Blue
Size: S - M - L; Unisex



Ankle Foot Ice Pack Wrap

Colour: Black - Blue
Size: L - XL; Unisex



Ankle Foot Ice Pack Wrap

Colour: Black - Blue
Size: L - XL; Unisex



Reusable Gel Cold Therapy Sock

Colour: Black
Size: M - L; Unisex



Foot Ice Packs Big Toe for Pain Relief

Colour: Black
Size: One size fits all; Unisex



Foot Ice Pack for Toes

Colour: Black
Size: One size fits all; Unisex

English

Functions:

1. Tolaccea hot & Cold therapy wrist compression sleeve provides 360° coverage.
2. The flexible ice pack is in ergonomic designs perfect for wrist.
3. This ice pack is reusable, aslo microwave and freezer safe, allowing you to use hot or cold therapy depending on your needs.
4. Wrist compression sleeve is made of non-toxic material, latex-free, and leak proof, with no smells after use.

Operation Instruction:

- Cold packs**
- Place the sleeve in a refrigerator at -20° for 1-2 hours for immediate use. If colder temperature needed, frozen it longer with lower temperature.
 - Take out the sleeve from freezer, wipe off the moisture and pull it over the required area.
 - Wear sleeve onto the treatment area of the body and keep in place for approximately 15-20 minutes.

Hot therapy

- Start with room temperature pack, place the sleeve in microwave with a clean plate.
- Microwave the sleeve for 10 seconds, if more heat is needed microwave in 5 second increments.
- Wear sleeve onto the treatment area of the body and keep in place for approximately 15-20 minutes.

How to clean it

Hand wash with damp towel. Do not submerge sleeve in water. Lay flat and air dry, do not machine wash.

WARNING!

1. Limit cold/hot therapy to 30 minutes to prevent frostbite or burns. If not cold enough, refreeze at -20°C.
2. Do not microwave over 45 seconds. Check temperature before use; cool if too hot to avoid burns.
3. Repeated heating may dry out the gel, reducing lifespan. Monitor while microwaving to avoid overheating. Air dry if damp—never use a dryer.
4. For external use only. Avoid areas with poor circulation, open wounds, or infections unless advised by a professional.
5. If gel contacts skin, wash thoroughly. Seek medical advice for injuries, and discontinue if discomfort persists.
6. Store in therapy wrap when not in use to prevent condensation. Ensure dry before storage.
7. Keep away from children and pets.

After Sale

Tolaccea guarantees 1 year warranty for the quality problem. Any questions please freely email us: service@tolaccea.com

Deutsch

Funktionen:

1. Tolaccea Hot & Cold Therapy Kompressionsmanschette für das Handgelenk bietet 360° Abdeckung.
2. Der flexible Eisbeutel ist in ergonomischen Designs für das Handgelenk perfekt.
3. Dieser Eisbeutel ist wiederverwendbar, außerdem mikrowellen- und gefrierschrankgeeignet, sodass Sie je nach Bedarf eine Heiß- oder Kälthherapie durchführen können.
4. Wrist Kompressionshülse ist aus ungiftigem Material hergestellt, latexfrei und auslaufsicher, ohne Gerüche nach Gebrauch.

Bedienungsanleitung:

- Kühlpackungen**
- Legen Sie die Schutzhülle für 1-2 Stunden in einen Kühlschrank mit einer Temperatur von -20 °C, um sie sofort zu verwenden. Wenn es kälter werden soll, bei niedrigerer Temperatur länger einfrieren.
 - Nehmen Sie die Hülse aus dem Gefrierschrank, wischen Sie die Feuchtigkeit ab und ziehen Sie sie über den gewünschten Bereich.
 - Tragen Sie den Ärmel auf den Behandlungsbereich des Körpers und lassen Sie ihn ca. 15 bis 20 Minuten in Position.

Heiße Therapie

- Starten Sie mit der Raumtemperaturverpackung, und legen Sie die Hülle mit einem sauberen Teller in die Mikrowelle.
- Mikrowellen Sie die Hülse 10 Sekunden lang, wenn mehr Wärme benötigt wird, in Schritten von 5 Sekunden.
- Tragen Sie den Ärmel auf den Behandlungsbereich des Körpers und lassen Sie ihn ca. 15 bis 20 Minuten in Position.

Wie reinige ich es?

Handwäsche mit feuchtem Handtuch. Tauchen Sie die Hülse nicht in Wasser. Flach legen und an der Luft trocknen, nicht in der Maschine waschen.

WARNUNG!

1. Kälte-/Wärmetherapie max. 30 Minuten anwenden. Bei zu geringer Kälte, länger bei -20°C einfrieren.
2. Mikrowelle max. 45 Sekunden. Temperatur prüfen; bei Überhitzung abkühlen lassen.
3. Wiederholtes Erhitzen kann Gel austrocknen. Überwachen; bei Feuchtigkeit lufttrocknen.
4. Nur äußerlich anwenden. Nicht auf schlecht durchblutete, offene oder irritierte Haut auftragen.
5. Bei Hautkontakt Gel abwaschen. Anwendung bei anhaltendem Unwohlsein stoppen.
6. Zur Vermeidung von Kondenswasser im Therapieschutz aufbewahren, trocken lagern.
7. Von Kindern und Haustieren fernhalten.

Nach dem Verkauf

Tolaccea gewährt 1 Jahr Garantie auf das Qualitätsproblem. Bei Fragen senden Sie uns bitte eine E-Mail an: service@tolaccea.com

Français

Funtions:

1. Le manchon de compression du poignet de thérapie chaude et froide de TOLACCEA offre une couverture à 360°.
2. Le pack de glace flexible est dans des conceptions ergonomiques parfaites pour le poignet.
3. Ce pack de glace est réutilisable, aussi au micro-ondes et au congélateur, vous permettant d'utiliser une thérapie chaude ou froide en fonction de vos besoins.
4. Le manchon de compression du poignet est en matériau non toxique, sans latex et étanche, sans odeur après utilisation.

Instruction d'opération:

- Compresses froides**
- Placez le manchon à plat dans un réfrigérateur à -20 °C pendant 1-2 heures pour une utilisation immédiate. Si une température plus froide est nécessaire, congelez-la plus longtemps avec une température plus basse.
 - Sortez le manchon du congélateur, essuyez l'humidité et tirez-le sur la zone requise.
 - Portez la manche sur la zone de traitement du corps et maintenez-la en place pendant environ 15-20 minutes.

Thérapie chaude

- Démarrer avec le pack de température ambiante, placer le manchon à plat au micro-ondes avec une assiette propre.
- Micro-ondes le manchon pendant 10 secondes, si plus de chaleur est nécessaire micro-ondes par incréments de 5 secondes.
- Portez la manche sur la zone de traitement du corps et maintenez-la en place pendant environ 15-20 minutes.

Comment le nettoyer

Lavare à la main avec une serviette humide. Ne plongez pas le manchon dans l'eau. Poser à plat et sécher à l'air, ne pas laver en machine.

AVERTISSEMENT!

1. Thérapie max. 30 min. Congeler plus longtemps à -20°C si pas assez froid.
2. Micro-ondes max. 45 s. Vérifier la température pour éviter les brûlures.
3. Réchauffage répété sèche le gel. Surveiller et laisser sécher à l'air si humide.
4. Usage externe uniquement. Éviter peaux fragiles, blessures ou infections.
5. Laver la peau en cas de contact. Arrêter en cas d'inconfort.
6. Stocker dans la housse, bien sec.
7. Tenir hors de portée des enfants et animaux.

Après vente

Tolaccea garantit 1 an de garantie pour le problème de qualité. Toutes les questions s'il vous plaît écrivez-nous librement: service@tolaccea.com

Italiano

Funtions:

1. La manica di compressione del polso Theraccea Hot & Cold Therapy fornisce una copertura a 360°.
2. L'impacco di ghiaccio flessibile ha un design ergonomico perfetto per il polso.
3. Questo impacco di ghiaccio è riutilizzabile, anche sicuro per microonde e congelatore, consentendo di utilizzare la terapia calda o fredda a seconda delle esigenze.
4. Il manicotto di compressione per polso è realizzato in materiale atossico, privo di lattice e a prova di perdite, senza odori dopo l'uso.

Istruzioni di funzionamento:

- Impacchi freddi**
- Collocare la manica piatta in frigorifero a -20 °C per 1-2 ore per l'uso immediato. Se è necessaria una temperatura più fredda, congelarla più a lungo con una temperatura più bassa.
 - Estrarre il manicotto dal congelatore, rimuovere l'umidità e tirarlo sopra l'area richiesta.
 - Indossare la manica sulla zona da trattare del corpo e mantenerla in posizione per circa 15-20 minuti.

Terapia calda

- Avviare con un pacchetto a temperatura ambiente, posizionare la manica piatta nel forno a microonde con una piastra pulita.
- Mescolare la manica per 10 secondi, se è necessario più calore, microonde con incrementi di 5 secondi.
- Indossare la manica sulla zona da trattare del corpo e mantenerla in posizione per circa 15-20 minuti.

Come pulirlo

Lavare a mano con un asciugamano umido. Non immergere la manica in acqua. Stendere piatto e asciugare all'aria, non lavare in lavatrice.

Avvertimento!!!

1. Terapia max 30 min. Congelare più a lungo a -20°C se non è abbastanza freddo.
2. Microonde max 45 sec. Controllare temperatura, raffreddare se troppo caldo.
3. Riscaldi ripetuti seccano il gel. Monitorare e lasciare asciugare all'aria se umido.
4. Solo uso esterno. Evitare pelle fragile, ferite o infezioni.
5. Lavare la pelle in caso di contatto. Sospendere se persiste disagio.
6. Conservare nella custodia, asciutto.
7. Tenere lontano da bambini e animali.

Dopo vendita

Tolaccea garantisce 1 anno di garanzia per il problema di qualità. Per qualsiasi domanda, scriveteci liberamente: service@tolaccea.com

Español

Funciones:

1. La manga de compresión de muñeca de terapia de calor y frío de Tolaccea proporciona una cobertura a 360°.
2. La bolsa de hielo flexible tiene diseños ergonómicos perfectos para la muñeca.
3. Esta bolsa de hielo es reutilizable, también es segura para microondas y congeladores, lo que le permite utilizar terapia de frío o calor según sus necesidades.
4. La funda de compresión de muñeca está hecha de material no tóxico, sin látex y a prueba de fugas, sin olores después del uso.

Instrucción de operación:

- Compresas frías**
- Coloque la funda en un refrigerador a -20 °C durante 1-2 horas para su uso inmediato. Si se necesita una temperatura más fría, congele por más tiempo con una temperatura más baja.
 - Saque la manga del congelador, limpie la humedad y pásela sobre el área requerida.
 - Use la manga en el área de tratamiento del cuerpo y manténgala en su lugar durante aproximadamente 15-20 minutos.

Terapia caliente

- Comience con el paquete de temperatura ambiente, coloque la funda plana en el microondas con un plato limpio.
- Microondas la manga por 10 segundos, si se necesita más calor microondas en incrementos de 5 segundos.
- Use la manga en el área de tratamiento del cuerpo y manténgala en su lugar durante aproximadamente 15-20 minutos.

Como limpiarlo

Lavar a mano con una toalla húmeda. No sumerja la manga en agua. Acuéstese y seque al aire, no lave a máquina.

¡ADVERTENCIA!

1. Terapia máx. 30 min. Congelar a -20°C si no está suficientemente frío.
2. Microondas máx. 45 seg. Comprobar temperatura; enfriar si está muy caliente.
3. Recalentado repetido seca el gel. Vigilar y secar al aire si está húmedo.
4. Solo uso externo. Evitar zonas frágiles, heridas o infecciones.
5. Lavar la piel si hay contacto. Suspender si hay malestar.
6. Guardar en funda terapéutica, bien seco.
7. Mantener fuera del alcance de niños y mascotas.

Después de la venta

Tolaccea garantiza 1 año de garantía para el problema de calidad. Cualquier pregunta por favor envíenos un correo electrónico libremente: service@tolaccea.com

Tolaccea



www.tolaccea.com
service@tolaccea.com

EC REP Company Name: REPLAB SARL
Address and Post Code: 99 AVENUE ACHILLE PERETTI 92200 NEUILLY-SUR-SEINE France
Contact: XIAOLAN LIU
Phone: +33767189223
Email: EUREP@REPLAB.CC

UK REP Company Name: REPLAB CONSULTING LTD
Address and Post Code: 376 NEWPORT ROAD CARDIFF, WALES, CF23 9AE
Contact: HUIHUA LIU
Phone: +447395577022
Email: UKREP@REPLAB.CC

